



BLASENSTEINLITHOTRIPSIE

Instrumentarium		
Steinpunch	1x	
0° Optik	1x	
Kaltlichtkabel		
blaue dicke Sonde	1x	
schwarzes Riwolithkabel	1x	
Ellik,	1x	
TUR-Set	1x	
Trichterset	1x	
Abdeckung		
TUR Set	1x	
Geräte		
Lithotripsie Gerät	1x	Fa. Wolf Gerät steht im Bettenraum
Kamara Hängesystem		Steril beziehen anschießen und

		einschalten
Bildschirm	1x	einschalten und justieren
Kaltlichtgerät	1x	anschließen und einschalten
<u>sonstiges Zubehör:</u> NACL Kanister a 10l NACL Spülbeutel 3l1x		nach Bedarf
Spül Katheter	1x	Ch 22
Endosgel	2x	11ml
Glycosid	2x	
großer Urinbeutel	1x	
Schüsselset	1	
Kittel Set TUR	1	
Handschuhe		nach Bedarf
Achtung		
Steine ins Steinbuch eintragen und auf Station geben		
<u>Lagerung:</u>		
Steinschnittlage		Siehe Lagerungsstandard
Aktualisiert		
Juni 2013		
Christine Reinhardt Beck Erna		