

**Pigtail Einlage nur in OP-Saal 2+3+ 4**

<b>Instrumentarium:</b>		
Cystoskopie-Set CH 22	1	Storz 27026 B
30° Optik	1	Storz 27005 BA
Kaltlichtkabel	1	Storz 495 NA
Schaftansatz	1	Storz 27025 GF
Pigtail-Set	1	Standard 28cm Ch 6
<b>Geräte:</b>		
Endoskopieturm STORZ	1	
<b>Abdeckung:</b>		
Setpack- Cystoskopie	1	
Auffangbeutel	1	
<b>sonstiges Zubehör:</b>		
<b>Instillagel:</b>		<b>Männer 1x6ml, 1x11ml</b>
		<b>Frauen 1x6ml</b>
Ureterkatheter CH 5	1	
10ml Spritze	1	
20ml Spritze	1	
NaCl 0,9% Spülbeutel 3000ml	1	
Überleitsystem steril	1	
Octenisept		<b>Schleimhautdesinfektionsmittel</b>
Kontrastmittel a 50ml	1	

<b>Kamerabezug</b>	<b>1</b>	
<b>Lagerung:</b>		
<b>Steinschnittlage</b>		<b>s. Lagerungsstandard (MTD- Pflege)</b>
<b>Besonderheiten:</b>		
<b>Dauerkatheter Ch16</b>	<b>1</b>	<b>nach Bedarf</b>
<b>Glyco-SID 10ml</b>	<b>1</b>	<b>nach Bedarf</b>
<b>Terumo Draht</b>		<b>nach Bedarf</b>
<b>NaCl 0,9% a 10ml</b>		<b>nach Bedarf</b>
<b>Achtung:</b> <b>Dokumentation der Röntgeneinheit in cGyxcm<sup>2</sup></b>		<b>-Strahlenschutz beachten-</b>
		<b>Bei Blutung, Uro- Sepsis ggf. Mono-J Einlage</b>

**erstellt am 28.März 2011 durch Jeannette Kotulla und Heidi Wagner,  
aktualisiert 18.09.2012 durch Jeannette Sroda**