



**Lymphozelenpunktion in OP- Saal 1+2+3+4**

<b>Instrumentarium:</b>		
P-N Sieb	1	
Punktionshilfe für Punktionsschallkopf	1	<b>B-K Medical UA 1250</b>
PCN- Katheterset CH 8,4	1	
Punktionsnadel	1	
Bougie Ch 7	1	
<b>Geräte:</b>		
Ultraschallgerät mit Punktionsschallkopf	1	
<b>Abdeckung:</b>		
Klebetuch	4	
Abdecktuch	2	
<b>sonstiges Zubehör:</b>		
10ml Spritze	1	
Scandicain 1% a 5ml ,	2	
Skalpell Fig. 11	1	
20ml Spritze	1	
Endosgel a 11ml	1	
Blaue Kanüle	1	<b>Für Lokalanästhesie</b>
Sterile Handschuhe		<b>nach Bedarf</b>

<b>Octenisept</b>		<b>Schleimhautdesinfektionsmittel</b>
<b>Katheterbeutel/ggf. Redon-Flasche</b>	<b>1</b>	
<b>Fixomull</b>	<b>1</b>	<b>für Verband</b>
<b>Kontrastmittel a 50ml</b>	<b>1</b>	
<b>Sterile Kompressen</b>	<b>2</b>	
<b>Nähte:</b>		
<b>Supramid 0/50cm</b>	<b>1</b>	<b>Annaht</b>
<b>Lagerung:</b>		
<b>Rückenlage</b>		<b>s. Lagerungsstandard (MTD- Pflege)</b>
<b>Besonderheiten:</b>		
<b>Achtung:</b>		
<b>Dokumentation der Röntgeneinheit</b>		<b>-Strahlenschutz beachten-</b>

**erstellt am 28.März 2011 durch Jeannette Kotulla und Heidi Wagner,  
aktualisiert am 18.09.2012 durch Sroda Jeannette**