

Ureter-Renoskopie URS rigide nur in OP-Saal 2+3+4

Instrumentarium:		
Cystoskopie- Set Ch 22	1	
30° Optik	1	
Kaltlichtkabel	1	
Schaftansatz	1	
Ureterorenoskop Ch 8	1	
Steinfäßzange		nach Bedarf
PE-Zange für URS		nach Bedarf
Lasersonde 365µ		nach Bedarf
Führungsdraht gebogen	1	
Führungsdraht gerade	1	
Geräte:		
Endoskopieturn STORZ	1	
Holium- Laser	1	
Abdeckung:		
Setpack- TUR	1	
Auffangbeutel	1	
sonstiges Zubehör:		
Endogel 11ml	2	
Ureterkatheter CH 5	1	
10ml Spritze	1	
20ml Spritze	1	

3- Wege- Hahn	1	
NaCl 0,9% Spülbeutel 3000ml	1	
Überleitsystem steril	1	
Octenisept		Schleimhautdesinfektionsmittel
Sterile Handschuhe		je nach Bedarf
Schutzbrillen		für jeden Anwesenden
Kontrastmittel 50ml	1	
Lagerung:		
Steinschnittlagerung		siehe Lagerungsstandard (MTD-Pflege)
Besonderheiten:		
Terumodraht		nach Anordnung
NaCL 0,9% 10ml	1	
Pigtail ohne Draht		nach Anordnung
Achtung: Dokumenatation der Röntgeneinheit in cGyxcm²		-Strahlenschutz beachten-
Röntgenshürzen		für alle Anwesenden

erstellt am 25. März 2011 durch Jeannette Kotulla und Heidi Wagner,
aktualisiert am 18.09.2012